

Αντιμικροβιακά Γάντια Abena



ABENA®

Επανάσταση στον κόσμο
της πρόληψης των λοιμώξεων

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ✓

Τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena
εξουδετερώνουν το
99,999%
των επιλεγμένων μικροβίων*



*βλέπε την επόμενη σελίδα για λίστα μικροβίων.

ΠΩΣ ✓



Ενεργή προστασία ενάντια στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις

Το φως και το οξυγόνο εξουδετερώνουν
ταχέως τα βακτήρια



Πολλαπλοί τρόποι χρήσης των γαντιών

Συμμορφώνονται με τις οδηγίες για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (EN455)
και τα μέσα ατομικής προστασίας (EN420+EN374)



Καμία επίπτωση στη βακτηριακή αντοχή

ΓΙΑΤΙ ✓

Ετήσια επίπτωση των Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

ΕΕ

Προσβεβλημένοι ασθενείς

4,1 εκατομμύρια

Θάνατοι

37.000

Κόστος κατά προσέγγιση

7 δισ. ΕΥΡΩ

ΗΠΑ

προσβεβλημένοι ασθενείς

1,7 εκατομμύρια

Θάνατοι


99.000

Κόστος κατά προσέγγιση

6,5 δισ. Δολάρια ΗΠΑ

Πηγή: Προσαρμογή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ενημερωτικό Δελτίο για τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις.

Γνωρίζετε
ότι:



«Το κύριο μέσο μετάδοσης Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων είναι η άμεση και έμμεση επαφή ανάμεσα
στους ασθενείς, τις επιφάνειες και το νοσοκομειακό
προσωπικό.»

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Νοσοκομειακή Υγιεινή και Έλεγχος
Λοιμώξεων.

Αντιμικροβιακά γάντια Abena



Αντιμικροβιακά γάντια Abena

Ως τα πρώτα γάντια στον κόσμο που προσφέρουν υψηλά επίπεδα αντιμικροβιακής προστασίας και παράλληλα δεν επιτρέπουν την εκχύλιση, τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena αλλάζουν τα δεδομένα στον κόσμο της πρόληψης των λοιμώξεων.

Τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena είναι ένας νέος τύπος ιατρικών εξεταστικών γαντιών με ενσωματωμένη αντιμικροβιακή τεχνολογία για την καταπολέμηση των λοιμώξεων και καμία επίπτωση στην βακτηριακή αντοχή.

Ενεργά κατά την επαφή

Η διαδικασία εξουδετέρωσης των βακτηρίων ενεργοποιείται άμεσα κατά την επαφή με την επιφάνεια των γαντιών.

Τα αποτελέσματα δοκιμών κατέδειξαν ότι το αντιμικροβιακό γάντι της Abena μπορεί να εξουδετερώσει το 99,999% των επιλεγμένων μικροβίων εντός μόλις 5 λεπτών.*

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας ποικίλλει ανάλογα με το είδος του βακτηρίου, καθώς από την φύση τους κάποια συγκεκριμένα μικρόβια είναι πιο ευπαθή σε βλάβες από άλλα.

Η βακτηριοκτόνος Αποτελεσματικότητα των Αντιμικροβιακών Γαντιών της Abena*

MRSA **99,988%** ...>
σε 5 λεπτά

Staphylococcus aureus
99,989% σε 1 λεπτό

Enterococcus faecium
99,991% σε 5 λεπτά



<... Enterococcus faecalis (VRE)
99,998% σε 1 λεπτό

<... Streptococcus pyogenes
99,998% σε 1 λεπτό

<... Klebsiella pneumoniae
96,471% σε 10 λεπτά

<... E-Coli **99,030%**
σε 15 λεπτά

*Σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών του Προτύπου ASTM D7907 για τον καθαρισμό της βακτηριοκτόνου δράσης στην επιφάνεια των ιατρικών εξεταστικών γαντιών, τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των συχνών και ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων, όπως τα MRSA και VRE. Τα δεδομένα από δοκιμές έχουν καταδείξει ότι τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena μπορούν να εξουδετερώσουν το 99,999% ορισμένων μικροβίων σε μόλις 5 λεπτά. Τα αποτελέσματα των δοκιμών διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Αντιμικροβιακά Εξεταστικά Γάντια

XS

Νούμερο: 1000010125
Abena Excellent, XS, μπλε,
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά



S

Νούμερο: 1000010126
Abena Excellent, S, μπλε,
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά



M

Νούμερο: 1000010127
Abena Excellent, M, μπλε,
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά



L

Νούμερο: 1000010128
Abena Excellent, L, μπλε,
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά



XL

Νούμερο: 1000010129
Abena Excellent, XL, μπλε,
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά



Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια για να παραγγείλετε;

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

OPEN CARE IKE

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11 - ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56224

ΤΗΛ: +30 2310 757701 · FAX: +30 2310 757701

email: info@opencare.gr · website: www.opencare.gr

www.abena.com/antimicrobialgloves

